

ALCON**AIR OPTIX® plus HydraGlyde®**
for ASTIGMATISM

Lentille souple à renouvellement fréquent



● Matériau	● Lotrafilcon B Traitement de surface : SmartShield™ Technologie Agent hydratant HydraGlyde®
● Groupe FDA	● V (silicone hydrogel)
● Teinte de manipulation	● Light blue Visitint®
● Teneur en eau	● 33 %
● Module de Young	● 1,2 MPa
● Dk	● 110
● Fabrication	● Moulage
● Géométrie	● Asphérique face antérieure Torique face postérieure
● Epaisseur e_c	● 0,102 mm
● Dk/e_c	● 108 à -3,00 D
● Diamètre Ø_{a0}	●
● Diamètre Ø_T	● 14,50 mm
● Stabilisation	● Système Précision Balance™ 8/4 : prisme péri-ballast 4H/8H, chanfrein sur 360° Traits repères 3H, 6H et 9H
● Teinte	●
● Rayons r₀	● 8,70 mm
● Puissance F_v	● Sphère : -10,00 à -6,50 D par 0,50 -6,00 à +6,00 D par 0,25 Cylindre : -0,75 / -1,25 / -1,75 / -2,25 D Axe : de 0° à 180° tous les 10°
● Adaptation	● Diamètre et rayon uniques
● Type et durée de port	● Port journalier Port prolongé jusqu'à 7 jours/6 nuits
● Renouvellement	● Mensuel
● Entretien	● AOSEPT® Plus HydraGlyde® OPTI-FREE® PureMoist®
● Conditionnement	● Boîte de 3 lentilles, Boîte de 6 lentilles, Pack 6 mois (2 boîtes de Air Optix® plus HydraGlyde® + 3x300 ml d'OPTI-FREE® PureMoist®)
● Indication	● Astigmatisme

ALCON**AIR OPTIX® plus HydraGlyde®**
MULTIFOCAL

Lentille souple à renouvellement fréquent



● Matériau	● Lotrafilcon B Traitement de surface : SmartShield™ Technologie Agent hydratant HydraGlyde®
● Groupe FDA	● V (silicone hydrogel)
● Teinte de manipulation	● Light blue Visitint®
● Teneur en eau	● 33 %
● Module de Young	● 1,2 MPa
● Dk	● 110
● Fabrication	● Moulage
● Géométrie	● Asphérique face antérieure Asphérique face postérieure Profile Precision™ : système non dissociant, Vision de Près centrale sur les 2 yeux
● Epaisseur e_c	● 0,08 mm
● Dk/e_c	● 138 à -3,00 D
● Diamètre Ø_{a0}	●
● Diamètre Ø_T	● 14,20 mm
● Stabilisation	●
● Teinte	●
● Rayons r₀	● 8,60 mm
● Puissance F_v	● Sphère : -10,00 à +6,00 D par 0,25 3 profils d'addition : LOW : ADD ≤ +1,25 MED : +1,50 ≤ ADD ≤ +2,00 HI : ADD ≥ +2,25
● Adaptation	● Maximum convexe VL +0,25 D Choix d'addition par la méthode de l'addition minimum +1,00 D (se conformer au protocole fourni par le laboratoire)
● Type et durée de port	● Port journalier Port prolongé jusqu'à 7 jours/6 nuits
● Renouvellement	● Mensuel
● Entretien	● AOSEPT® Plus HydraGlyde® OPTI-FREE® PureMoist®
● Conditionnement	● Boîte de 3 lentilles, Boîte de 6 lentilles, Pack 6 mois (2 boîtes de Air Optix® plus HydraGlyde® + 3x300 ml d'OPTI-FREE® PureMoist®)
● Indication	● Presbytie

BAUSCH + LOMB**Biotrue® ONEday** pour Astigmates

lentille souple journalière à usage unique



● Matériau	● Nesofilcon A - HyperGel™ Filtre UV															
● Groupe FDA	● 2															
● Teinte de manipulation	● Bleutée															
● Teneur en eau	● 78 %															
● Module de Young	● 0,49 MPa															
● Dk	● 42															
● Fabrication	● Moulage															
● Géométrie	● Optique haute définition Asphérique sur les deux faces															
● Epaisseur e_c	● 0,10 mm															
● Dk/e_c	● 42															
● Diamètre Ø_{a0}	● 9,00 mm															
● Diamètre Ø_T	● 14,50 mm															
● Stabilisation	● Péri-ballast Trait repère à 6h Indicateur d'axe du cylindre															
● Teinte	●															
● Rayons r₀	● 8,40 mm															
● Puissance F_v	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Sphères</th> <th>Cylindres</th> <th>Axes</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>-9,00 à -6,50 D par 0,50</td> <td>-0,75 / -1,25 / -1,75 D</td> <td>10°, 20°, 60°, 70°, 80°, 90°, 100°, 110°, 120°, 160°, 170°, 180°</td> </tr> <tr> <td>-6,00 D à plan par 0,25</td> <td>-2,25 D</td> <td>20°, 90°, 160°, 180°</td> </tr> <tr> <td>-9,00 à -6,50 D par 0,50</td> <td>-6,00 D à plan par 0,25</td> <td>20°, 70°, 90°, 110°, 160°, 180°</td> </tr> <tr> <td>+0,25 à +4,00 D par 0,25</td> <td>-0,75 / -1,25 / -1,75 D</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Sphères	Cylindres	Axes	-9,00 à -6,50 D par 0,50	-0,75 / -1,25 / -1,75 D	10°, 20°, 60°, 70°, 80°, 90°, 100°, 110°, 120°, 160°, 170°, 180°	-6,00 D à plan par 0,25	-2,25 D	20°, 90°, 160°, 180°	-9,00 à -6,50 D par 0,50	-6,00 D à plan par 0,25	20°, 70°, 90°, 110°, 160°, 180°	+0,25 à +4,00 D par 0,25	-0,75 / -1,25 / -1,75 D	
Sphères	Cylindres	Axes														
-9,00 à -6,50 D par 0,50	-0,75 / -1,25 / -1,75 D	10°, 20°, 60°, 70°, 80°, 90°, 100°, 110°, 120°, 160°, 170°, 180°														
-6,00 D à plan par 0,25	-2,25 D	20°, 90°, 160°, 180°														
-9,00 à -6,50 D par 0,50	-6,00 D à plan par 0,25	20°, 70°, 90°, 110°, 160°, 180°														
+0,25 à +4,00 D par 0,25	-0,75 / -1,25 / -1,75 D															
● Adaptation	● Diamètre et rayon uniques															
● Type et durée de port	● Port journalier															
● Renouvellement	● 1 jour															
● Entretien	● Aucun															
● Conditionnement	● Essai x 5 Boîte de 30 lentilles															
● Indication	● Astigmatisme															

BAUSCH + LOMB**ULTRA®** pour Astigmates

lentille souple à renouvellement fréquent



● Matériau	● Samfilcon A avec technologie MoistureSeal®
● Groupe FDA	● 5
● Teinte de manipulation	● Bleutée
● Teneur en eau	● 46%
● Module de Young	● 0,70 MPa
● Dk	● 114
● Fabrication	● Moulage
● Géométrie	● Optique Haute Définition Asphérique sur les deux faces Tore interne
● Epaisseur e_c	● 0,10 mm
● Dk/e_c	● 114
● Diamètre Ø_{a0}	● 8,00 mm
● Diamètre Ø_T	● 14,50 mm
● Stabilisation	● Système hybride de ballast Trait repère à 6h Indicateur d'axe du cylindre
● Teinte	●
● Rayons r₀	● 8,60 mm
● Puissance F_v	● Sphère : -9,00 à -6,00 D par 0,50 -6,00 à +6,00 D par 0,25 Cylindre : -0,75 / -1,25 / -1,75 / -2,25 / -2,75 D Axe : 10° à 180° par 10°
● Adaptation	● Diamètre et rayon uniques
● Type et durée de port	● Port journalier
● Renouvellement	● Mensuel
● Entretien	● Journalier avec Biotrue® ou ReNu®
● Conditionnement	● Boîte de 6 lentilles
● Indication	● Astigmatisme