

## LCS

### EyeBrid AirKone

*lentille hybride à renouvellement trimestriel*



## MARK'ENNOVY

### VERSA ONE DAY TORIC

*lentille souple journalière à usage unique*



● <b>Matériau</b>	● ESiH + Filtre UV Zone centrale : Roflufocon D Jupe : Filcon V3 Silicone Hydrogel	● Hydrogel : Filcon IV 1
● <b>Groupe FDA</b>	●	● 4
● <b>Teinte de manipulation</b>	● Zone centrale RGP : Bleutée ou Vert	● Bleutée
● <b>Teneur en eau</b>	● Jupe : Silicone Hydrogel 50%	● 55 %
● <b>Module de Young</b>	●	● 0,47 MPa
● <b>Dk</b>	● Zone centrale RGP : 100 (ISO) Zone périphérique souple : 50 (ISO)	● 19
● <b>Fabrication</b>	● Tournage - Polissage	● Moulage de microprécision
● <b>Géométrie</b>	● Multi asphérique à zone optique variable. Edge Lift modifiable - rapide +1,0 - standard 0,0 - lent -0,5	● Asphérique externe
● <b>Épaisseur <math>e_c</math></b>	● 0,20 mm	● 0,105 mm
● <b>Dk/<math>e_c</math></b>	● 50	● 21
● <b>Diamètre <math>\varnothing_{a0}</math></b>	● Variable en fonction du $r_0$	● 8,00 mm
● <b>Diamètre <math>\varnothing_T</math></b>	● 14,90 mm (possible en 15,50 mm)	● 14,40 mm
● <b>Diamètre <math>\varnothing_{RGP}</math></b>	● Variable en fonction du $r_0$	●
● <b>Stabilisation</b>	●	●
● <b>Teinte</b>	●	●
● <b>Rayons <math>r_0</math></b>	● 4,40 à 8,50 mm par 0,05 Indice de jupe : -1.0 à +1.0 par 0.5	● 8,70 mm
● <b>Puissance <math>F_v</math></b>	● -40,00 à +40,00 D par 0,25	● Sphère : -10,00 à -6,50 D par 0,50 -6,00 à +6,00 D par 0,25 +6,50 à +10,00 par 0,50 Cylindre : -0,75 à -2,75 D par 0,25 -3,25 à -5,75 D par 0,50 Axe : 0° à 180° par 5°
● <b>Adaptation</b>	● $r_0 = r_0$ AIRKONE Jupe de première intention : J = 0,0	● Diamètre et rayon uniques
● <b>Type et durée de port</b>	● Port journalier	● Journalier
● <b>Renouvellement</b>	● Trimestriel	● 1 jour
● <b>Entretien</b>	● Cleadow Soft ou Peroxyde d'hydrogène ou multifonctions pour lentilles souples Solution de nettoyage pour lentilles souples au retrait Déprotéinisation pour lentilles souples (pas de Progent)	●
● <b>Conditionnement</b>	● Boîte de 2 lentilles	● Boîte de 90 lentilles
● <b>Indication</b>	● Kératocônes de stade 1 à 4	● Astigmatisme

# CONTAGUIDE.com

Édité par PGRS : 05 61 00 54 61

293, route de Seysses 31100 Toulouse

Directeur de la publication : Gérard Reboul

Impression : Grapho 12 - Villefranche de Rouergue

Réalisation : Ecran Bleu

Dépôt légal 4<sup>e</sup> trimestre 2018

Tous droits de reproduction réservés

Encres végétales, papier blanchi sans chlore

Numéro ISSN : 1169 - 9310

